

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/zestaw-narzedzi-chirurgicznych-duzy-p-675.html>

Zestaw narzędzi chirurgicznych - duży



Cena brutto	264,00 zł
Cena netto	244,44 zł

Opis produktu

Zestaw narzędzi chirurgicznych - duży

Zestaw narzędzi chirurgicznych nr 2 - duży, który składa się z narzędzi chirurgicznych wykonanych z wysokostopowej stali chirurgicznej, posiada znak CE. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

W skład zestawu wchodzi:

- Nożyczki METZENBAUM 14.0cm / 5 1/2", tępe/tępe, zagięte - 1szt.
- Nożyczki operacyjne standard 14.0cm / 5 1/2", ostre/ostre proste - 1szt.
- Pinceta SEMKEN 12.5cm / 5" - 1szt.
- Pinceta SEMKEN 15.0cm / 6", 1 x 2 ząb - 1szt.
- Pinceta chirurgiczna 16.0cm / 6 1/4", 2 x 3 ząb - 1szt.
- Pinceta SEMKEN 12.5cm / 5", zagięta - 1szt.
- Kleszczyki naczyniowe HALSTEAD-MOSQUITO 14cm / 5 1/2", 1x2 ząb , zagięte - 2szt.
- Rączka do skalpela dwustronna Nr 3 i 4 - 1szt.
- Rączka do skalpela nr 4 z podziałką - 1szt.
- Kleszczyki HARTMANN 10.0cm / 4", proste - 2szt.
- Zgłębnik 14.0cm / 5 1/2", fi 2mm - 1szt.
- Sonda/ zgłębnik NELATON 16cm - 1szt.
- Kleszczyki PEAN 13.0cm / 5", proste - 2szt.
- Spinaki do serwet - typ Bakhaus 8.0cm / 3 1/2 " - 4szt.
- Igłotrzymacz MAYO-HEGAR 14.0cm / 5 1/2" - 1szt.
- Igłotrzymacz MATHIEU 14.0cm / 5 1/2" - 1szt.
- Hak FARABEU 12.0cm / 4", zestaw 2 sztuki - 1zestaw

Koszt zakupu narzędzi w zestawie jest o 5% tańszy , niż w przypadku zakupu tych narzędzi poza zestawem.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.

-
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
 7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
 8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl